

Без компромиси за Директните възстановявания



Изберете предпочитана техника. Ецнете 10-15 сек, промийте и подсушете



Нанесете G-Premio BOND и изчакайте за 10 сек




Подсушете за 5 сек при **МАКСИМАЛНО** налягане на въздушната струя



Фотополимеризирайте за 10 сек

G-Premio BOND показва стойности на **най-голяма здравина на връзката** сред тестваните продукти след термоциклиране, **както към емайла, така и към дентина при подход на самоецване.**

Здравина на връзката към емайла и дентина при самоецване, след термоциклиране (20.000 цикъла)



Източник: GCC R&D данни, Япония, 2015
* Не е търговска марка на GC


Без компромиси в Случай на поправка



G-Premio BOND показва **отлична адхезия към всички субстрати** след термоциклиране, **включително благородни метали** благодарение на MDPТ мономера. Другите тествани продукти не са ефикасни при благородни сплави.

Употребата на отделен праймер (като **Ceramic Primer II**) заедно с G-Premio BOND върху керамики позволява да се постигне **надеждна адхезия към всеки вид керамика.**

Якост на свързване при срязване (MPa) към индиректни субстрати след термоциклиране (5.000 цикъла)



Източник: GCC R&D данни, Япония, 2015

* Използван заедно с Ceramic Primer II

** Не е търговска марка на GC

Награпавете повърхността; промийте и подсушете



Ако повърхността е от глас-керамика, нанесете Ceramic Primer II и подсушете



Нанесете G-Premio BOND към всички подлежащи на поправка повърхности и оставете за 10 сек.



Подсушете за 5 сек при **МАКСИМАЛНА** въздушна струя



Фотополимеризирайте за 10 сек



G-Premio BOND от GC

Осмелете се да потърсите...



Нула отлепвания



Нула оцветявания



Никаква постоперативна чувствителност



Нула грешки



Никакъв стрес



Никаква загуба



Продуктов номер	Описание
009031	G-Premio BOND 5 ml Комплект
009037	G-Premio BOND 5 ml Допълнителна бутилка
009035	G-Premio BOND Единични дози 50 броя

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будалеца" 92, ап. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
bulgaria@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

GC

ZO BG 8 77 11/15



G-Premio BOND от GC

Еднокомпонентен фотополимеризиращ универсален адхезив

Не вярвайте в компромиси



GC

G-Premio BOND от GC

Еднокомпонентен фотополимеризиращ универсален АДХЕЗИВ

Изборът на правилен адхезив за конкретна индикация и прецизното изпълнение на различни стъпки не винаги е лесно. За това GC разработи G-Premio BOND - еднубутлов универсален адхезив, съвместим с всички ецващи техники и подходящ не само за директна употреба, но също в случаи на поправка и лечение на свръхчувствителност.

Нещо повече, освен тази лекота на употреба GC иска да предложи и мултифункционалност, без да се засяга качеството на връзката. G-Premio BOND предлага предимството на универсалното ползване, но с върхово представяне във всяка ситуация.

Защото ние не вярваме в компромиси.



Нула компромиси в представянето

Стрмете се към нула отлепвания!

Показвайки отлична здравина на връзката към емайл и дентин, независимо от техниката на ецване, G-Premio BOND гарантира оптимално представяне и надеждност във времето. Неговият уникален състав, базиран на трите функционални мономера (4-MET, MDP и MDTP) позволява стабилна връзка не само към зъбните структури, но и към композити, метали (включително благородни), циркон и алумина. При сравнение с Ceramic Primer II, той създава надеждна адхезия към всеки вид керамика, дори след термоциклиране. Защото ние вярваме, че силантът сам по себе си би осигурил най-добрите дълготрайни резултати.

Приближете се към безупречността!

Целете се към нула оцветявания!

Благодарение на оптималното омекване и проникване, а също и на много ефикасното подсушаване (5 секунди при МАКСИМАЛНО въздушно налягане), G-Premio BOND се свързва в изключително тънък филм от 3 µm. Въпреки че, адхезивът е много течен, той съдържа голямо количество пълнители и фотоинициатори, които подпомагат образуването на здрав адхезивен слой. Тези характеристики, съчетани с липсата на НЕМА гарантират запазването на свързващия слой за дълго време и предотвратяването на хидролиза, водеща до оцветяване.

Изберете надеждните естетични резултати!

Нулева постоперативна чувствителност!

С G-Premio BOND, не е необходимо да се тревожите за отворени тубули, водещи до постоперативна чувствителност. Когато ползвате самоецващ и селективно ецващ подход, тубулите се отварят съвсем леко. При техниката за тотално ецване, тубулите напълно ще бъдат инфилтрирани поради изключително доброто омекване на бонда и способността му да прониква.

Елиминирайте дискомфорта!

Безкомпромисна манипулативност

Опитайте с нула грешки!

С G-Premio BOND, манипулативните грешки са практически елиминирани от възстановителната практика. Съчетвайки лесен протокол с малка технологична чувствителност, G-Premio BOND предлага пълно спокойствие на ума по време на процедурата:

- Здравината на връзката е достатъчна, дори когато изчакаването не е напълно изпълнено
- Стъпката по подсушаване не може да се пропусне: 5 секунди, МАКСИМАЛНО въздушно налягане
- Фотополимеризацията е изключително ефективна благодарение на високото съдържание на фотоинициатори
- Визуалният контрол на нанасянето е лесен, поради жълтеникавия цвят на адхезива преди фотополимеризиране.

Насладете се на лесен протокол!

Нула стрес при работа!

Със своето време за работа от 7 минути в специален съд, G-Premio BOND позволява работа без стрес. Освен това той е готов разтвор в една бутилка: при директно свързване, но също и в случай на поправка и лечение на свръхчувствителност. Нанасянето му е много лесно благодарение на оптималния му вискозитет и омекване: Вие може да кажете G-Premio BOND "се държи като вода".

Забравете за тромавите процедури на смесване!

Нулева загуба!

С G-Premio BOND, Вие спестявате ценно време, благодарение на много бързата процедура: 25 сек при самоецване, 50 сек при селективно или тотално ецване. Това е особено полезно при ситуации, когато изолацията не е оптимална или при лечение на деца. G-Premio BOND Ви помага да минимизирате загубата на материал поради уникалната си силиконова капачка, оптимизирания контрол на дозирането и тънкото гърло на бутилката, дозиращо много малки капки - до 300 в бутилка. Стабилен до последната капка...

Спрете загубата на време и материал!

Защо Универсален?

Универсален при различни техники за ецване
Изборът е изцяло Ваш!



Самоецване



Селективно ецване



Тотално ецване

Универсални индикации
Мултифункционалност!



Директни възстановявания*



Поправка*



Лечение на свръхчувствителност**

Универсално представяне
Оптимално представяне върху различни субстрати!



4-MET
за надеждна адхезия към емайл и дентин




MDP
за отлична адхезия към емайл и дентин, циркон, алумина и неблагородни сплави



MDTP
за връзка към благородни сплави***

Благодарение на комбинацията от три функционални мономера:



*Снимки на д-р S. Koide, Япония

**Снимки на д-р E. Saaji, Япония

***MDTP: Метакрилоилоксидецил Дихидроген Тиофосфат



Жълтеникав преди фотополимеризиране за лесно нанасяне



Напълно невидим след фотополимеризиране за перфектни естетични резултати